

CE EtheN

MASK



MASCHERINA FACCIALE PROTETTIVA

Mascherina adattabile al volto con elastici – Monopaziente – **Riutilizzabile**
Latex free – **Efficienza di filtraggio >95% Tipo 1**

REF MASK1

LOT 20001

2025-04



Dispositivo medico non sterile.



AVVERTENZE

Il dispositivo medico dopo l'impiego deve essere lavato in lavatrice a 90° o in abbondante acqua calda utilizzando un prodotto disinfettante.



CARATTERISTICHE:

TESSUTO POLIESTERE ANALLERGICO
MEMBRANA PROTETTIVA TRA I TESSUTI
ELASTICO CONFORTEVOLE MONOTAGLIA
100% LATEX FREE

LAVABILE IN LAVATRICE